

LED照明



衛署醫器製字第002703號

# SCALEX® BRITE

## LED壓電式超音波洗牙機

- 手機具LED照明，可高溫高壓滅菌。
- 內置LED提供口腔直接照明。
- 新潮時尚的觸控面板。
- 擁有國家最先進的壓電技術可自我調整負載，操作平穩且省力。
- 先進的水冷式電路設計，操作過程更加穩定。
- 操作過程患者感受溫和舒適。
- 多種洗牙機頭，可供搭配於特定臨床應用。

HEAVY SCALING WITH A LIGHT TOUCH.

DENTAMERICA®

# VALUE BY DESIGN



Order No. 173

## 壓電式洗牙機頭



Reorder No.155-03  
Endo Chuck  
根管清創擴大頭



Reorder No.155-01  
Universal A  
多用途潔牙刮頭



Reorder No.155-51  
Universal B  
牙齦深部齒面刮頭

## 規格

輸入電壓：100V~240V 50/60Hz

震動頻率：27,000 ~ 32,000 Hz

尺寸(機身)：  
長221mm x 寬142mm x 高43mm

重量：620g

尺寸(把手)：Ø18.5mm x 寬105.5mm

重量(把手)：49g



Reorder No.155-02  
Chisel  
頑強結石齒面刮頭



Reorder No.155-48  
Perio  
牙周囊袋齒面刮頭

ISO 13485 **GMP**

**DENTAMERICA®**

亞洲分公司

**登持美有限公司**

台北市敦化南路二段128號7樓之1

服務專線：(02)27554445 分機 38

傳 真：(02)27554919

網 址：www.dentamerica.com.tw

經銷商

**DENTAMERICA®**