

MICROMAX[®]

無線拋光潔牙手機



衛署醫器製壹字第001567號

MICROMAX[®]


- 輕巧無線把手設計，操作方便。
- 高扭力馬達工作力強，持久耐用。
- 正轉反轉功能唯一內建往返模式拋光功能，無需更換機頭。
- 九段轉速提供進階拋光效果，保護琺瑯質。
- 平滑造型，符合人體工學，提供最佳操作舒適度。
- 大容量鋰電池隨充隨用，無記憶特性提供穩定且長時間的使用。
- 彎機頭可拆卸並可高溫高壓消毒。
- 內建低電量指示燈，提醒醫師隨時充電。
- 四種不同機頭可供選配。

ISO 13485 QMS CE₂₄₆₀

DENTAMERICA[®]

MICROMAX[®]

無線拋光潔牙手機



機頭可選擇類型：



Latch
機頭



Screw
機頭



Snap-on
機頭



Straight
機頭



規格：

INPUT	AC 100V~240V 50/60Hz
FUSE	1A 250V
BATTERY TYPE	3.6V 2040mAh
DIMENSIONS (HANDPIECE)	L192 xW26 xH29 mm
DIMENSIONS (CHARGING STATION)	L105xW85xH59mm
WEIGHT (HANDPIECE)	150g
WEIGHT (CHARGING STATION)	125g

Order No.

177401 Latch type

177402 Screw type

177403 Snap-on type

177408 Straight type

DENTAMERICA[®]

亞洲分公司

登特美有限公司

台北市敦化南路二段128號7樓之1

服務專線：(02)27554445 分機 38

傳 真：(02)27554919

網 址：www.dentamerica.com.tw

經銷商

DENTAMERICA[®]